

Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler in NRW

Beitrag von „Catania“ vom 15. März 2021 16:12

Habe eben erfahren, wir bekommen wohl diese Tests an die Schule:

Durchführung des Clinitest Rapid COVID-19 Antigen Tests

Und DAS ALLES müssen wir dann tun????! Bei jedem Schüler??

Entnehme mit dem beigelegten Wattestäbchen die Nasenabstrichprobe. Bereite die Workstation vor indem du das Extraktionsröhrchen aufrecht hinstellst und etwa 10 Tropfen der Pufferlösung dazugibst. Anschließend tauchst du das Wattestäbchen mit der entnommenen Probe in das gefüllte Röhrchen. Drehe das Stäbchen mindestens 6 Mal und lasse es anschließend für eine Minute ruhen. Drücke anschließend zur vollständigen Benetzung des Wattestäbchens das Röhrchen zusammen. Danach kann es entnommen werden. Gebe 4 Tropfen der Lösung in die Probenvertiefung der Testkassette. Warte nun 15 Minuten und lese dann das Testergebnis ab.

Mir graut's 