

# Umfrage zur Impfbereitschaft gegen Corona

Beitrag von „Conni“ vom 31. Juli 2021 19:08

[Zitat von Kalle29](#)

Willkommen in meiner Welt. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ob die Tröpfchenzahl 10 betragen muss, damit der Test korrekt durchgeführt wird oder 10 betragen muss, um sicherzustellen, dass genug Lösung für alle 20 Tests vorhanden ist. Insofern muss man da glaube ich sehr gewissenhaft arbeiten, eben Dienst nach Vorschrift.

Wir haben die Tests ja mehrmals gewechselt.

Bei einem muss man 1 min stehenlassen, beim nächsten 15 Sek in der Nase drehen, beim dritten 10 mal in jedem Nasenloch drehen, beim nächsten 3 Tropfen auf die Testkassette, beim übernächsten 5. Die Kinder machten - als ich wieder in Präsenz ging - aus ihren Portionsplastikdingen 8 Tropfen Pufferlösung ins Röhrchen, weil meine Vertretung vom Siemenstest verwirrt war. Ich musste dann auch immer nachschauen, wie viel wann wovon und wie. 😊